

**SÉRIE 7.90****EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050****ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM<sup>(1)</sup>  
105 minutes pour produits inflammables**

Pictogramme normalisé

Ferme-porte avec thermofusible

Etagères de rétention

Fermeture à clef

Orifice de ventilation avec thermofusible

Bac de rétention amovible

**CONFORMITÉ**

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- <sup>(1)</sup>Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual international).

**AVANTAGES**

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.

**SÉCURITÉ PASSIVE**

- Construction double paroi :
  - Parois extérieures en acier 12/10<sup>ème</sup>, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
  - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

**SÉCURITÉ ACTIVE**

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 50°C.

**OPTIONS**

- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794 et 795:
  - bâti et étagère blancs RAL 9010; **porte(s) jaune(s) RAL 1023,**

**Système de réfrigération**

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



**SÉRIE 7.90****EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050**

794EJ\*



795EJ\*

**ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES**

Référence pour porte		Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids (kg)
blanche	jaune						Étagère de rétention	Bac de rétention	
791E	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	30	1	1	127
791T	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	30	-	1	155
792E	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	60	1	1	213
792T	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 1135 x 615	60	-	1	240
798E	-	Armoire équipée	comptoir	1	1080 x 635 x 615	65	2	1	182
793E	-	Armoire équipée	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	115	2	1	297
794E	794EJ	Armoire équipée	haute	1	1880 x 635 x 615	130	3	1	287
795E	795EJ	Armoire équipée	haute	2	1880 x 1135 x 615	250	3	1	453
795-900E	-	Armoire équipée	haute	2	1880 x 900 x 615	200	3	1	438

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

Référence	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	122
792	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	203
798	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1080 x 635 x 615	820 x 490 x 410	171
793	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	277
794	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	277
795	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	435
795-900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 900 x 615	1620 x 765 x 410	420
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			30 x 490 x 410	-	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			30 x 1000 x 410	-	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			30 x 765 x 410	-	6
B148	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			100 x 480 x 410	-	5
B235	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			100 x 1000 x 410	-	10
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			100 x 765 x 410	-	10
C148	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			90 x 460 x 390	-	4
C235	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			90 x 990 x 400	-	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			90 x 755 x 400	-	8
C1T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 430 x 390	-	8
C2T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 940 x 390	-	8
T148	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 615 mm			80 x 420 x 380	-	6
T235	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 615 mm			80 x 930 x 380	-	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 615 mm			80 x 695 x 380	-	12
SE148	Surétagère rétention PVC pour E79148 (pour modèle E79235, 2 pièces par niveau)			30 x 488 x 377	-	3
SB148	Bac de rétention en PVC pour armoire à 1 porte en L : 615 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau			100 x 471 x 409	-	5
TP148	Toit en pente pour armoire 1 porte			235 x 640 x 620	-	10
TP235	Toit en pente pour armoire 2 portes			235 x 1140 x 620	-	20

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours