

S.T.C. SARL - Société de Traitement & de Commercialisation

51 rue de Montreuil - 75011 PARIS

 01 43 72 86 99 -  01 43 72 25 08 - E-mail : stc@stc-medilab.com - Site : stc-medilab.com

E4 SP

FICHE TECHNIQUES

IDENTIFICATION DU PRODUIT :

MARQUE COMMERCIALE : E4SP

Utilisations : Détergent alcalin fort.

Elimine : Sang, albumine, reste de bouillons de cultures, gélatine

Application : Médecine intensive; Laboratoires

Le détergent E4 SP est un produit de lavage multiple, garantissant une protection élevée du matériel et une bonne efficacité détergente. Il n'attaque ni la verrerie de laboratoire, ni les matières synthétiques. Il peut être utilisé à toutes les duretés d'eau.

Dosage : 20-40 g / litre

L'attention est attirée sur les risques éventuels lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS :

Composants : Composition pulvérulente de phosphates, de tensio-actifs non ioniques, et d'hydroxyde de sodium.

Composants ou Impuretés présentant un danger :

Hydroxyde de Sodium

N° CAS : 1370-73-2 C R:35 S : 2-26-37/39 90%